

Unitrode easyClean



High-performance pH-Sensor mit Diaphragma-
reinigung per K(n)opfdruck

NEU: Der bewährte Allrounder mit Pt1000-
Temperaturfühler jetzt auch mit easyClean
Diaphragma – eine saubere Sache!



Die Vorteile auf einen Blick

- Universell einsetzbar auch in schwierigen Proben
- Hohe Temperaturbeständigkeit und sehr geringer Alkalifehler
- Einfache, kontaktfreie Reinigung des Diaphragmas
- Geringere Eintauchtiefe durch Optimierung der Membranform
- Inklusive Pt1000-Temperaturfühler
- Optional: Elektrolyt Idrolyte für Temperaturen von 80–100 °C

Bestellinformation

- | | |
|------------|---|
| 6.0260.010 | Unitrode easyClean, 1 m Fixkabel, Stecker F |
| 6.0260.020 | Unitrode easyClean, 2 m Fixkabel, Stecker F |
| 6.2308.040 | Idrolyte, 250 mL |



www.metrohm.com

 **Metrohm**